

## 更接近理想聆聽

良好的聽力是理解周圍環境的主要因素，特別針對家庭生活、朋友聚會、工作、以及其他社交場合。  
當你感受到聽力損失時，將會遭遇到許多生活上的困難，例如與摯愛的人對話、參加會議、電話交談、甚至電視聆聽都將變成一種挑戰。

我們Phonak了解，當您可以再度聆聽到周圍的聲音是如何的安心，例如：門鈴、嬰兒哭泣或燒開水的鳴笛聲。  
許多不易察覺的聲音也都會影響著我們的生活品質- 例如鳥鳴聲、兒童嬉笑聲、音樂、大雨落在屋頂的聲音或是微風中的落葉聲。

您將驚艷於Audéo S。



## 人生正精彩

對於仰賴Phonak專業知識、創意與照護的每一個人，我們非常在意他們的需求。Phonak藉由創意，不斷挑戰科技的極限，開發讓人們聆聽、認識、體驗人生豐富音域的產品。

自由地互動、自在地溝通、盡情地生活。  
人生正精彩。

您的聽力保健專家：

衛署醫器輸壹字 第008961號  
北衛器廣字 第10005018號

[www.phonak.com.tw](http://www.phonak.com.tw)

# Audéo S

“峰力”氣導式助聽器(未滅菌)

## 令人驚艷的設計以及全新科技



PHONAK life is on

## 選擇獲獎設計

為迎合不同人的喜好，Audéo S提供了極具品味及設計感的外型和色彩。您將會驚艷於全新的助聽器，Audéo S相當容易操作，更在去年榮獲四項設計獎項。



### Audéo S MINI

為Phonak最小的耳掛機型，可隱藏在您的耳後。具備迷你外型以及全自動程式調節，可讓您戴上後就忘掉它。



### Audéo S SMART

為具備無線連結功能的小型助聽器，可無線連結至電視、電話以及MP3播放器。適合需要使用極佳性能、手動操控以及無線連結功能的你。

鮮豔醒目?低調隱藏?都由您來決定。  
不同的機型可搭配不同色彩。

## 選擇完美性能，滿足所有需求

運用特色	提供優勢
	<b>語音理解</b>
SoundRecover	享受聲音的可聽頻譜
	<b>噪音中的理解</b>
終極聚焦 (UltraZoom)	自動聚焦在前方的音源，削弱側面及後面的噪音
立體聚焦 (StereoZoom)	更加聚焦在說話者語音，並且降低更多噪音
自動方向聚焦 (auto ZoomControl)	當您無法面對說話者時，仍可全自動轉換聚焦清楚聆聽
噪音抑制 (NoiseBlock)	感受舒適聆聽
	<b>電話或其他設備的語音接收</b>
雙耳電話聆聽 (DuoPhone)	雙耳聆聽電話語音
iCom, TVLink, Click'nTalk	直接連結至手機、電視、MP3播放器，等。
	<b>適應多變的環境</b>
自動程式調節 (SoundFlow)	享受全自動自然轉換，適應不同的聲音環境
迴音抑制 (EchoBlock)	迴音環境中，仍可清晰聆聽
風噪聲抑制 (WindBlock)	增進戶外聆聽舒適度
回饋音抑制 (WhistleBlock)	消除惱人回饋音



## 選擇隨時隨地的清晰聆聽

Phonak推出聚焦科技，可增進困難環境中對聲音的理解力。新一代Phonak助聽器模擬自然聲音接收方式，使得聚焦聆聽更有效率。

全新Phonak聚焦科技，具備三種不同層級：



### 終極聚焦 (UltraZoom)

處在噪音環境中，有許多人在您的周圍說話時，“終極聚焦”會自動聚焦在前方而來的語音。同時間，消除在側面及後面的噪音。



### 立體聚焦 (StereoZoom)

在非常吵雜環境中，當您想與其中一人對話時，“立體聚焦”可幫助您更聚焦在說話者身上，相對消除更多噪音。



### 自動方向聚焦 (Auto ZoomControl)

當您無法面對說話者時，例如：在車上，“自動方向聚焦”可自動聚焦在語音那一側，讓您輕鬆聆聽。


## 選擇無線連結

透過Phonak無線附屬配件，在多媒體娛樂、人際溝通和工作上，可享受更多樂趣。對於電視、電話、MP3播放器、GPS和電腦使用上，亦可輕鬆享受。

透過Phonak TV Link，可將電視聲音直接傳送至您的助聽器。您與您的家人將可分開調整電視音量，一同享受看電視的時光。

請聯繫您的聽力保健專家，了解更多附屬配件的功能。

此外，Phonak系列中，僅有 Audéo S SMART具備雙耳電話聆聽(DuoPhone)功能，可讓您雙耳同時聆聽電話內容。將可有效提升電話語音清晰度，並且降低背景噪音干擾。



## 選擇適合您的需求

下列為Phonak針對所有人的聆聽處理策略總表。

運用特色	Audéo S IX ★★★★	Audéo S V ★★★	Audéo S III ★★
SoundRecover	✓	✓	✓
數位連結 (iCom, TVLink, Click'nTalk)	✓	✓	✓
回饋音抑制	✓	✓	✓
噪音抑制	✓	✓	✓
自動程式調節	高階型	進階型	標準型
終極聚焦	高階型	進階型	標準型
方向聚焦	全自動	手動	
風噪聲抑制	✓	✓	
迴音抑制	✓		
立體聚焦	✓		
雙耳電話聆聽	✓		

