

不須妥協的愉悅聆聽

提供優勢

運用特色

模擬實耳聲學特性

CROS發射器的聲音會模擬通過實耳及耳道後的增益量

Real Ear Sound

適應多變的環境

享受全自動自然轉換，適應多變環境

自動程式調節

即時提示助聽器情況

當您的發射器發生連結錯誤或電量過低時，將會出現提示音。

訊息提示

單次觸控，同步化控制

透過助聽器或CROS發射器，皆可同步化操控雙側音量及程式設定

QuickSync

人生正精彩

對於仰賴Phonak專業知識、創意與照護的每一個人，我們非常在意他們的需求。Phonak藉由創意，不斷挑戰科技的極限，開發讓人們聆聽、認識、體驗人生豐富音域的產品。

自由地互動、自在地溝通、盡情地生活。人生正精彩。

您的聽力保健專家：

www.phonak.com.tw

衛署醫器輸壹字 第008961號

北衛器廣字 第10107017號

台灣峰力私人有限公司 聯絡方式

地址: 新北市中和區板南路661號4樓

TEL : 02-2221-6722

FAX : 02-3234-1119

E-mail : service.taiwan@phonak.com

Phonak CROS

峰力氣導式助聽器(未滅菌)


將單側聽損的挑戰轉換為全方位的聽覺享受



察覺周圍愉悅聆聽

若您僅有單側聆聽能力，
Phonak CROS 將會是讓您滿意的解決方案。

CROS系統收取無法聆聽耳朵那一側的聲音，
無線傳輸至聽力較佳的耳朵，
幫助您聆聽周遭所有的聲音。



當您的優側耳為正常聽力 (CROS)



CROS

將發射器放置在您聽力較差的耳朵，
收取聲音並無線傳輸
至聽力正常耳朵。
您的正常耳將可保持自然聆聽
且不受影響。

當您的優側耳具聽力損失 (BiCROS)



BiCROS

將發射器放置在您聽力較差的耳朵，
收取聲音並無線傳輸至優側耳。
接收訊息的助聽器，
同時會將訊號放大，
以增進優側耳的聆聽。

Phonak CROS H2O

運用全新Phonak抗水設計，
可讓您盡情享受生活中所有活動。
不論是外出活動，沙灘遊玩，淋雨，
或淋浴時忘記取下助聽器，
您都不必再擔心。



Phonak CROS

追求外型精巧具設計感，
同時具備Phonak CROS所有特色，
這將是您最佳的選擇。



Phonak CROS 13 and CROS 312

追求外觀隱密，
耳內型將是您最佳選擇，
具備兩種機款，
您可選擇外型精巧的耳道式，
或是電力較持久的耳內式。

